

Total Medical Visual Communication System.

Salus Vision

Ver5.4.7

取扱説明書 ／ 個別総合マニュアル

映像配信編


作成：ENWA株式会社

2015/6/15

映像配信

配信リスト	3
配信設定画面①	4
配信設定画面②	5
視聴者を指定して配信する	6
配信映像視聴画面	7

■ 配信リスト ■



【 題名 / 配信者名 】

配信中のストリーミングの
題名及び配信者を表示します。
視聴したいライブ放送を選択
して下さい。

【 配信 】

配信画面を開きます。
(詳細 : P4、5)

【 視聴 】

配信リストから選択した
ストリーミングを視聴します。
(詳細 : P7)

【 閉じる 】

ストリーミングの配信
リスト画面を閉じます。

■ 配信設定画面① ■

配信設定画面①のスクリーンショット。画面には以下の要素があります。

- タイトル入力欄**: 配信のタイトルを入力する欄。
- 配信開始 / 配信停止 / 録画開始 / 終了**: 配信と録画の制御ボタン。
- 発言権自動受諾**: チェックボックス。
- 参加者リスト**: 参加者のIDと名前を表示するテーブル。
- テキスト表示部**: 配信中のテキストチャットを表示する領域。
- テキスト入力部**: テキストチャットを入力する欄。
- 送信**: テキストチャットを送信するボタン。

ID	名前
osaka02	Victor
osaka01	DemoROOM

「 題 目 」

ライブ配信の題名を入力します。 入力せず配信を開始した場合は、『ライブ配信』という題目が自動で割り当てられます。

【 配信 / 録画 】

[配信開始]

ライブ配信を開始します。

[配信停止]

ライブ配信を一旦停止します。

[録画開始]

ライブ配信を録画します。 配信中のみ可能です。

※全てのマイクがOFFになっている等、音声全く無い状態では、正常に録画できない場合がございます。

[終 了]

ライブ配信を終了します。

[発言権自動受諾]

チェックを入れると、視聴者からの発言権要請を自動で受諾します。

【 参加者リスト 】

ストリーミング視聴中の参加者のIDと名前を表示します。

任意の参加者に対して、発言権を付与/回収できます。

視聴者が発言権を要請した場合は、参加者リストでの表示が太文字になり、テキストチャットに「～様が発言権を要請しました」と表示されます。

テキスト表示部

【 テキストチャット 】

ストリーミング配信中に、参加者とのテキストチャットをすることができます。

テキスト入力部

送信

■ 配信設定画面② ■

音質設定
高音質

映像サイズ設定
HD 画面(1280*720)

デバイス設定
カメラ Logicoool HD Pro Webcam C920
マイク マイク (C-Media USB Headphone Set)
Volume : 音量設定

画質設定
Frame Rate
☐ 2 ☐ 5 ☐ 10 ☒ 15 ☐ 30
BitRate
☐ 32 ☐ 64 ☐ 128 ☐ 256 ☒ 512 ☐ 1024
☐ 2048 ☐ 4096 ☐ 6144 ☐ Auto

「音質設定」

音質の設定を選択します。
これにより使用帯域幅が変わります。

「映像サイズ設定」

配信する画面のサイズを選択します。
HD画面での配信も可能です。

「デバイス設定」

使用したいカメラとマイクのデバイスを選択できます。また、マイクボリュームレベルの調整、音量設定などができます。

「画質設定」

配信中に変更可能です。

「Frame Rate」

1秒間に送信するフレーム数を設定します。

「Bit Rate」

送信するデータ量を設定します。
数字が大きいほど画質が良くなりますが、
回線への負荷は大きくなります。

■ 視聴者を指定して配信する ■

メッセージ画面から相手を選んで、すぐに配信を始めることができます。
選んだ相手のみが視聴することができます。



相手を選択して右クリック→「ストリーミング配信」を選択すると、すぐに配信を始めることができます。


相手を複数選択する場合は、CtrlキーやShiftキーなどをご利用ください。

※Ctrlキーを押しながら、会議に招集したい相手を順番に左クリックで選択。(クリックした相手だけが選択されます。)

※特定の相手を選択した後、Shiftキーを押しながら他の相手を選択(間に表示されているすべてのIDが選択されます。)

配信の設定は、前回配信した設定がそのまま適用されます。BitRateとFrameRateは途中で自由に変更することが可能です。
「ライブ配信」という題目が自動で設定されます。

■ 配信映像視聴画面 ■



テキストチャットで
発言することができます。

【録画開始】

ライブ映像の録画を開始します。

※全てのマイクがOFFになっている等、音声全く無い状態では、
正常に録画できない場合がございます。

【発言権要請】

発言権の要請をします。発言権を要請すると、配信者側の
テキストチャットに、「～様が発言権を要請しました」と表示されます。

【映像停止】

配信映像の視聴を一時停止します。もう一度クリックすると再開します。

【全体画面】

フルスクリーン表示に切り替えます。

映像をダブルクリックしてもフルスクリーン表示が可能です。

【マイクON／OFF ボリューム調整】



マイクのボリュームレベルを調整します。
発言権を所持している時のみ可能です。

【スピーカーON／OFF ボリューム調整】



スピーカーのボリュームレベルを調整します。

【配信レート確認】

受信している映像のBitRateとFrameRateの数値を確認することができます。
F1を押すと左上に表示され、もう一度押すと非表示になります。

SalusVision 取扱説明書 / 総合マニュアル Ver5. 4. 7

著 者 / 発行所: ENWA 株式会社
初 版 2007年6月 1日 Ver3. 0
改 訂(最新) 2015年6月15日 Ver5. 4. 7

映像配信編

※本取扱説明書は、ENWA株式会社でサービスを提供しております、高品位Web会議システム「SalusVision」を正しく効率的に御利用頂くことを目的として弊社サポートセンターにおきまして、動作を検証し作成致しました。

※本書の一部または全部について、弊社の許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製する事を禁止致します。
